



ЗАО «Научно-исследовательский центр реабилитационной медицины ЭДЕЛЬВЕЙС»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д.68, корп. 2,
пом. 5-Н. тел.: (812) 412-00-65, моб. тел.: (911) 280-87-20
ОГРН 1127847440632 ИНН 7811529302

Исх. 1-25112015

Директору
ООО «Компания «МАГНОН»
Матвеевой Т.А.

Вниманию консультанта по медицинскому
оборудованию
Виктору Мельникову
(343) 375-64-25, 219-51-20
magnon@mail.ru

Письмо-отзыв

На базе ЗАО «Научно-исследовательский центр реабилитационной медицины ЭДЕЛЬВЕЙС» проводится научная и клиническая работа на физиотерапевтическом оборудовании выпускаемом Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Магنون» г.Екатеринбург.

Наша клиника закупила партию аппаратов «Магنون-29Д», и успешно пользуется ей в течении двух лет. Данные приборы имеют ряд технических преимуществ:

- Возможности применения разных форм тока и их амплитудно-частотных и временных характеристик - делают аппарат универсальным, что позволяем вести научную и клиническую работу по нескольким научным направлениям, используя одну модель прибора.
- Компактность и легкость транспортировки и разворачивания до рабочего состояния - позволяют перемещать прибор непосредственно к пациенту, исключая затраты времени и ресурсы медицинского персонала по перемещению тяжело транспортабельных больных из палаты в кабинет специалиста.
- Возможность создания шаблонов и сохранения их в памяти прибора, а также легкость и логичность интерфейса- позволяют сократить время подготовки прибора до начала проведения процедуры, позволяют визуально и акустически следить за ходом физиотерапевтического воздействия.
- Наличие двух каналов, расширяют технические возможности по комбинированному физиотерапевтическому воздействию.
- Компьютерный режим позволяет легче проводить систематизацию данных для научной работы.

Из недостатков следует отметить:

- карбон-силиконовые электроды, идущие как комплектующие при поставке аппарата «Магنون- 29Д», нестойки к изнашиванию, и при креплении их к аппарату проводами с зажимом типа "крокодил",- быстро рвутся.

В целом, мы довольны техническими характеристиками, дизайном, интерфейсом физиотерапевтического прибора «Магنون- 29Д»

Рекомендации: добавить в комплект поставляемого оборудования, электроды пластинчатые из нержавеющей стали, и провода с удобной функцией крепления/разъединения к электродам.

С уважением,



Исаков Р.А.